

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd112 Para Wb, Elisa - P32507

Número do item: CM0021652



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD112 de camundongo (Nectina-2). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humanos. Modulador da sinalização de células T e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD112 Rabbit pAb
Observações/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectina-2; CD112
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5819
ID do Gene (Camundongo)	19294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-345 do CD112 de camundongo (NP_033016.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P32507
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)