


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd115/Csf-1R Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P07333

Número do item: CM0029127



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD115/CSF-1R humano (receptor M-CSF). Adequado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para estudos em biologia de macrófagos, imunidade inata e pesquisa sobre o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CD115/CSF-1R
Observações/Apelidos	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1436
GeneID	1436
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 873-972 do CD115/CSF-1R humano (NP_005202.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07333
Peso Proteico	108 kDa
Envio	Bolsa de gelo