

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-CD116/Gm-Csfr α Para Wb, Elisa - P15509

Número do item: CM0006368



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD116/GM-CSFR α humano (CSF2RA, CDw116). Validado para WB e ELISA. Tem como alvo a subunidade alfa do receptor de baixo afinidade do fator estimulante de colônia de granulócitos-macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD116/GM-CSFR α
Observações/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alfa; GMCSFR-alfa; GM-CSF-R-alfa; CD116/GM-CSFR α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-320 da proteína humana CD116/GM-CSFR α (NP_006131.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso da Proteína	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Envio	Bolsa de gelo