


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd116/Gm-Csfrα Para Wb, Fc, Elisa - P15509

Número do item: CM0008225



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra CD116/GM-CSFRα humano, a subunidade alfa do receptor de GM-CSF. Validado para aplicações de Western Blot, Citometria de Fluxo e ELISA com reatividade humana. Múltiplas isoformas de peso molecular detectadas: 27-50 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD116/GM-CSFRα mAb de Coelho
Observações/Apelido	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFRα
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1438
ID do Gene	1438
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-320 do CD116/GM-CSFRα humano (NP_006131.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso da Proteína	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Envio	Saco com gelo