


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd117 Para Wb, Elisa - P05532

Número do item: CM0024414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD117/c-Kit de camundongo (P05532), validado para WB e ELISA. Adequado para estudar hematopoiese, manutenção de células-tronco e melanogênese em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD117 Rabbit pAb
Observações/Apelido	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	16590
GeneID	16590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 do CD117 de camundongo (NP_001116205.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco de gelo