


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10721

Número do item: CM0012380



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD117/c-Kit humano (c-Kit, CD117, SCFR) para Western blot, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Validado para pesquisa humana em biologia de células-tronco, oncologia e distúrbios de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra CD117/c-Kit
Observações/Alcunhas	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 871-976 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Bolsa de gelo