

Anticorpo Policlonal Anti-Cd117/C-Kit Para Wb E Elisa - P10721

Número do item: CM0026713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD117/c-Kit (KIT) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em células-tronco, câncer e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD117/c-Kit Rabbit pAb
Observações/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 867-976 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo