

Anticorpo Policlonal Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10721

Número do item: CM0014120



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD117/c-Kit para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Imunógeno de proteína recombinante. Uso em pesquisa de biologia de células-tronco, hematopoiese, melanogênese e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD117/c-Kit Rabbit pAb
Observações/Apelido	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-412 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Bolsa de gelo