


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Elisa - P05532

Número do item: CM0007073



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD117/c-Kit de camundongo (receptor do fator de crescimento de células-tronco), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos em hematopoiese, biologia de células-tronco e sinalização oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Observações/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	16590
GeneID	16590
Imunógeno	Proteína Recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso da Proteína	23KDa/109KDa
Transporte	Saco de gelo