

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Elisa - P10721

Número do item: CM0006639



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD117/c-Kit de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Tem como alvo o receptor KIT humano (P10721), essencial para a sobrevivência celular, hematopoiese, manutenção de células-tronco e melanogênese. Ideal para pesquisas em câncer e células-tronco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | mAb de coelho CD117/c-Kit                                                                                                                       |
| Observações/Apelidos | PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit                                                                                                     |
| Espécie              | Humana                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)      | 3815                                                                                                                                            |
| GeneID               | 3815                                                                                                                                            |
| Imunógeno            | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-520 do c-Kit humano (NP_000213.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                          |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada  | Humana                                                                                                                                          |
| SWISS                | P10721                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína     | 110 kDa                                                                                                                                         |
| Envio                | Embalagem de gelo                                                                                                                               |