


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Fc, Elisa - P05532

Número do item: CM0006661



introdução

Anti-CD117/c-Kit Rabbit mAb validado para WB, FC, ELISA. Reage especificamente com camundongo. Ferramenta chave para estudos de hematopoiese, células-tronco e melanoma. SWISS: P05532.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Observações/Apelidos	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3815
GeneID	16590
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 da CD117/c-Kit de camundongo (NP_001116205.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso da Proteína	109KDa/22KDa
Transporte	Saco de gelo