

## Anticorpo Policlonal Anti-Cd119 Para Wb, Elisa - P15261

Número do item: CM0021176

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD119 de camundongo (receptor de interferão gama 1). Validado para Western blot e ELISA, detecta um receptor de membrana de 52 kDa essencial para a imunidade antimicrobiana e antitumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD119 pAb de Coelho                                                                                                               |
| Observações/Apelido | Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR                                                                                             |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 15979                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-250 do CD119 de camundongo. (NP_034641.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                        |
| SWISS               | P15261                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 52kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                      |