


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11A Para Wb, Fc - P20701

Número do item: CM0006320



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD11a validado para WB e FC em humanos. Reconhece a Integrina alfa-L (LFA-1), um importante receptor de adesão imune. Ideal para pesquisa em imunologia e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD11a
Observações/Apelido	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3683
GeneID	3683
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a humano (NP_002200.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso da Proteína	118kDa/129kDa/134kDa
Envio	Saco de gelo