


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd11A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Número do item: CM0007090



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD11a validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece o CD11a humano (ITGAL), com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para estudar a adesão de leucócitos e as interações entre células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11a Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; integrina alfa-L; CD11a
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3683
ID do Gene	3683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a humano (NP_002200.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20701
Peso da Proteína	119kDa/128kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo