

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Número do item: CM0002092



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (P20701), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisas sobre adesão de leucócitos, sinapse imune e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3683
GeneID	3683
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1071-1170 do CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (P20701).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco com gelo