


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Para Wb, Elisa - P20701

Número do item: CM0021905



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD11a/LFA-1A/ITGAL humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para estudar adesão leucocitária, interações de células imunes e sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3683
ID do Gene	3683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-306 do CD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (NP_001107852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P20701
Peso Proteico	129kDa
Envio	Saco de gelo