


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20701

Número do item: CM0019341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD11a/LFA-1A/ITGAL humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de adesão leucocitária e de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (NP_001107852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20701
Peso Proteico	129kDa
Envio	Em saco de gelo