


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd11B (Itgam) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05555

Número do item: CM0021310



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à integrina CD11b/ITGAM de camundongo, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com as proteínas humana e de rato. Ideal para o estudo da adesão de leucócitos, das funções do receptor do complemento e da inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD11b Rabbit pAb
Observações/alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	16409
GeneID	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 de CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P05555
Peso da proteína	127 kDa
Envio	Bolsa de gelo