

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd11B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11215

Número do item: CM0006617



introdução

CD11b mAb de coelho validado para Western Blot (WB), IHC-P e ELISA. Adequado para amostras humanas, o anticorpo tem como alvo a integrina alfa-M (ITGAM) envolvida na adesão de leucócitos e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11b mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do CD11b humano (NP_000623.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso da Proteína	127kDa
Transporte	Bolsa de gelo