

## Anti-Cd11C Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

Número do item: CM0011092



### introdução

O CD11c Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal de coelho contra a integrina alfa-X humana (CD11c), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano e macaco cinomolgo e é ideal para estudar a adesão de monócitos e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD11c Rabbit PolymAb®                                                                                          |
| Observações/Apelido | CD11C; SLEB6                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 3687                                                                                                           |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 311-410 do CD11c humano (NP_000878.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Macaco cinomolgo                                                                                       |
| SWISS               | P20702                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 128 kDa                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                   |