

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd123 Para Fc, Elisa - P26952

Número do item: CM0004193

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CD123 (IL-3R α) para aplicações em citometria de fluxo e ELISA. Reage com CD123 de rato; imunogênio recombinante correspondente ao domínio extracelular. Ideal para pesquisa em hematopoiese e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD123 (mAb)
Observações/Apelido	CD123; SUT-1; CDw123
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3563
GeneID (Rato)	16188
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-331 do CD123 de rato (NP_032395.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P26952
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Transporte	Em saco de gelo