


Anticorpo Policlonal Anti-Cd123/IL-3R Alpha (Coelho) Para Wb E Elisa - P26951

Número do item: CM0019944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD123/IL-3RA humano, a subunidade alfa de ligação do ligando do receptor de IL-3. Validado para WB e ELISA, mostra reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre hematopoiese, células-tronco leucêmicas e estudos de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD123 pAb Coelho
Observações/Apelido	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha
Espécie	Humano
GeneID	3563
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-305 do CD123 humano (NP_002174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P26951
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo