

Anticorpo Monoclonal Anti-CD127/IL-7Rα () Para Citometria De Fluxo - P16871

Número do item: CM0004717



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD127/IL-7Rα humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece IL-7Rα humano e de macaco cinomolgo. Ideal para estudos de imunologia, desenvolvimento de células imunes e de alvos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-CD127/IL-7Rα Humano/Macaco
Observações/Apelido	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-236 do CD127/IL-7Rα humano (NP_002176.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco Cynomolgus)
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo