

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd127/IL7R Para Wb, If-P, Elisa - P16871

Número do item: CM0003543



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CD127/IL7R recombinante validado para WB, IF-P, ELISA; reativo com CD127 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de desenvolvimento de células T e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD127/IL7R
Observações/Apelido	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do CD127/IL7R humano (P16871).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo