

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd127/IL7R Para Wb, Elisa - P16871

Número do item: CM0016320



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CD127 humano (receptor de IL-7 alfa), validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudos de imunologia e sinalização de receptores.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro             | Valor                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto       | CD127/IL7R pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apêndices | ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralfa; IL-7Ralfa; IL-7R-alfa; CD127/IL7R                               |
| Espécie               | Humano                                                                                                                          |
| GeneID                | 3575                                                                                                                            |
| Imunógeno             | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CD127/IL7R humano (NP_002176.2). |
| Fonte                 | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpos Policlonais                                                                                                          |
| Aplicação             | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada   | Humano, Camundongo                                                                                                              |
| SWISS                 | P16871                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 52kDa                                                                                                                           |
| Envio                 | Saco de Gelo                                                                                                                    |