

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Cd13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P97449

Número do item: CM0020002

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a CD13 (Aminopeptidase N) de camundongo, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Está envolvido no processamento de peptídeos e angiogênese. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD13 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Espécie	Camundongo
GeneID	16790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-966 do CD13 de camundongo (NP_032512.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P97449
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Bolsa de gelo