


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd130/Gp130 Para Citometria De Fluxo - Q00560

Número do item: CM0005084



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra CD130/gp130 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Peso molecular alvo 102kDa. Adequado para pesquisa da via de sinalização IL-6 e estudos de receptores de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD130/gp130 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3572
ID do Gene (Camundongo)	16195
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00560
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo