


Anticorpo Policlonais Anti-Cd132/IL-2 R Gama Para Wb E Elisa - P31785

Número do item: CM0023829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CD132/IL-2 R gama humana (cadeia gama comum). Validado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para estudos de sinalização por receptores de citocinas e pesquisa em imunodeficiências primárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD132/IL-2 R gama Rabbit pAb
Observações/Alíase	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gama
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3561
GeneID	3561
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-369 de CD132/IL-2 R gama humano (NP_000197.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P31785
Peso Proteico	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo