

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd134 Para Wb, Elisa - P47741

Número do item: CM0019703

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a CD134/OX40 de camundongo, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a rato. Ideal para estudos de via coestimuladora de células T e imunidade de longa duração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD134 Coelho pAb
Observações/Alias	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txgp1; TXGP1L
Espécie	Camundongo
GeneID	22163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-211 da CD134 de camundongo (NP_035789.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P47741
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo