


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd137 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20334

Número do item: CM0007744



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD137 (4-1BB) de camundongo validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece o receptor coestimulador de células T TNFRSF9 para apoiar a pesquisa em imuno-oncologia e biologia de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD137
Observações/Apelidos	ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040I11Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3604
GeneID	21942
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20334
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo