

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd138 Para Citometria De Fluxo - K7Gnf5

Número do item: CM0005491

### introdução

Anticorpo monoclonal -conjugado de coelho anti-pig CD138 (SDC1, sindecano-1) de alta qualidade validado para citometria de fluxo em suínos. Imunogênio de proteína recombinante. Ideal para estudar a biogênese de exossomos, interações célula-matriz e desenvolvimento dentário. 32kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                     |
|---------------------|---------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-pig CD138 mAb |
| Observações/Apelido | SDC1, sindecano-1         |
| Espécie             | Suíno                     |
| GeneID (Humano)     | 6382                      |
| GeneID              | 100519770                 |
| Imunogênio          | Proteína recombinante     |
| Fonte               | Coelho                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais    |
| Aplicação           | FC                        |
| Reatividade Cruzada | Suíno                     |
| SWISS               | K7GNF5                    |
| Peso da Proteína    | 32kDa                     |
| Envio               | Saco de gelo              |