

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd138/Syndecan-1 Para Ihc-P, Elisa - P18827

Número do item: CM0007267



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho detecta o CD138/Syndecan-1 humano, um proteoglicano de superfície celular. Adequado para aplicações de IHC-P e ELISA em pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra CD138/Syndecan-1
Observações/Apelido	SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6382
Imunógeno	Proteína recombinante da CD138/Syndecan-1 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Embolsa de gelo