

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd138/Sindecano-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18827

Número do item: CM0017893



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD138/Sindecano-1 humano (UniProt P18827). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de exossomos e matriz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD138/Sindecano-1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SDC; CD138; SYND1; sindecano; CD138/Sindecano-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene	6382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-240 do CD138/Sindecano-1 humano (NP_002988.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18827
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo