

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Fc - P15144

Número do item: CM0004751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD13/ANPEP humano, especificamente projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC). O imunógeno abrange os aminoácidos 69-967. É útil para pesquisa em imunologia e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Observações/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso da Proteína	110kDa
Transporte	Bolsa de gelo