

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Citometria De Fluxo - P15144

Número do item: CM0007994



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD13/ANPEP humano (P15144), validado para citometria de fluxo. Tem como alvo uma aminopeptidase de ampla especificidade envolvida na digestão de peptídeos, angiogênese e entrada viral. Ideal para imunofenotipagem e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD13/ANPEP
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Molecular da Proteína	110 kDa
Envio	Saco de gelo