

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P15144

Número do item: CM0003503



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CD13/ANPEP validado para WB, IHC-P, FC, ELISA; imunogênio CD13 humano recombinante (aa 69-967); 110kDa; para uso diagnóstico e de pesquisa visando a aminopeptidase N.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD13/ANPEP Rabbit mAb
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	290
GeneID	290
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo