

Anticorpo Policlonal Anti-Cd13/Anpep Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15144

Número do item: CM0030363



introdução

O pAb de Coelho CD13/ANPEP é um anticorpo policlonal que visa a aminopeptidase N. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Útil para estudar a digestão de proteínas, angiogênese e mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD13/ANPEP Rabbit pAb
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 668-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15144
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo