


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd14 Para If/Icc, Ihc, Elisa - P08571

Número do item: CM0003506



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD14 humano, adequado para imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Uma ferramenta chave para o estudo da imunidade inata, sinalização de LPS e biologia de monócitos/macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD14 Rabbit mAb
Observações/Alias	CD14
Espécie	Humano
GeneID	929
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 de CD14 humano (P08571)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08571
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo