

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd14 Para Wb - P10810

Número do item: CM0009848



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD14 de camundongo validado para WB, FC e ELISA. Reage com amostras de camundongo e detecta uma proteína de aproximadamente 39 kDa. Adequado para estudos de imunidade inata e sinalização por LPS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD14
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	929
ID do gene (camundongo)	12475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-345 de CD14 de camundongo (NP_033971.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P10810
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo