


Anticorpo Policlonal Anti-Cd141/Trombomodulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc E Elisa - P07204

Número do item: CM0029856



introdução

Anticorpo de trombomodulina policlonal de coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CD141/THBD humano, de rato e de camundongo; regula a coagulação e a inflamação. Ideal para pesquisa cardiovascular e de hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD141/Trombomodulina Coelho pAb
Observações/Âpendice	TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Trombomodulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7056
GeneID	7056
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo