


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd141/Trombomodulina Para Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Número do item: CM0002353



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD141/Trombomodulina (THBD) humano, validado para IHC-P, IF/ICC, citometria de fluxo e ELISA. Adequado para pesquisa em coagulação, inflamação e biologia de células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD141/Trombomodulina
Observações/Apelidos	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12; CD141/Trombomodulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7056
GeneID	7056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo