


Anti-Cd141/Trombomodulina Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Número do item: CM0006516



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra CD141/Trombomodulina humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Imunogênio recombinante. Ideal para pesquisas sobre coagulação, inflamação e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD141/Trombomodulina Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7056
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da CD141/Trombomodulina humana. (NP_000352.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo