


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd142 (Fator Tecidual) Para If/Icc, Fc - P13726

Número do item: CM0011610



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD142/Fator Tecidual humano, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Imunógeno recombinante, com reatividade cruzada com o antígeno humano. Ideal para pesquisas sobre hemostasia e coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	anticorpo de coelho anti-CD142 humano mAb
Observações/Apelido	TF; TFA; CD142
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2152
ID do gene	2152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-251 do CD142 humano (NP_001984.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P13726
Peso da proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo