

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd144 Para Wb, Elisa - P55284

Número do item: CM0023665



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CD144 (VE-caderina) de camundongo, produzido contra proteína recombinante. Validado para aplicações WB e ELISA. Ideal para estudos de adesão de células endoteliais e junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD144 Rabbit pAb
Observações/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1003
GeneID	12562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 46-592 da CD144 de camundongo (NP_033998.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P55284
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo