

Anticorpo Monoclonal Anti-CD144/Caderina Ve Para Fc - P33151

Número do item: CM0009513

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD144/Caderina VE humana. Adequado para citometria de fluxo, apresenta reação cruzada com humanos, peso proteico de 88 kDa e imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD144/Caderina VE humana
Observações/Apelido	7B4; CD144
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1003
GeneID	1003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-593 da CD144/Caderina VE humana (NP_001786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P33151
Peso Proteico	88 kDa
Transporte	Bolsa de gelo