

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd144/Ve-Caderina Para Fc - P33151

Número do item: CM0003987

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD144/VE-Caderina humana, conjugado a para citometria de fluxo direta. Ideal para imunofenotipagem de células endoteliais e pesquisa em biologia vascular, facilitando estudos de adesão e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD144/VE-Caderina humana mAb de coelho
Observações/Alias	7B4; CD144
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1003
ID do Gene	1003
Imunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-593 da CD144/VE-Caderina humana(NP_001786.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humana
SWISS	P33151
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo