


Anticorpo Policlonal Anti-Cd146 Para Wb, Elisa - P43121

Número do item: CM0021329



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD146 humano (MUC18) para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Investigue adesão celular, metástase de melanoma e biologia endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146 Coelho pAb
Observações/Apelido	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4162
ID do Gene	4162
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 546-645 do CD146 humano (NP_006491.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43121
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Em bolsa de gelo