

Anticorpo Policlonal Anti-Cd146 Para Wb, Elisa - Q8R2Y2

Número do item: CM0019677

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD146 validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Alvo da molécula de adesão celular MUC18, adequado para pesquisa em melanoma e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4162
GeneID	84004
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-563 do CD146 de camundongo. (NP_075548.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8R2Y2
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo