

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd146 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q8R2Y2

Número do item: CM0004699

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD146 de alta especificidade validado para WB, IHC-P, FC, ELISA com reatividade em Humano, Rato, Camundongo. Ideal para pesquisa de adesão celular e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4162
GeneID	84004
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-563 do CD146 de camundongo (NP_075548.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8R2Y2
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco com gelo