


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd146/Mcam Para Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Número do item: CM0006916



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD146/MCAM (MUC18) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Imunogênio: proteína recombinante (aa 26-350). Apoia pesquisas de biologia vascular e metástase de melanoma. ~72 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146/MCAM mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4162
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-350 do CD146/MCAM humano (NP_006491.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco com gelo